



Capsules





STP – Capsules intelligentes




- Accès aux capsules par les 2 extrémités
- Ouverture pivotante
 - Prévient envois avec capsules ouvertes
- Deux transpondeurs RFID intégrés programmables
 - Pour la traçabilité, l'identification
- Code de couleurs disponible (anneaux)





TRANSPORTEURS PNEUMATIQUES

Sacs Biohazard pour échantillons





TRANSPORTEURS PNEUMATIQUES

Bouchons de navette





Traitement des capsules au laboratoire

- Le personnel de laboratoire prend la capsule
- ouvre manuellement la capsule
- En sort les échantillons
- Ferme la capsule
- L'insère dans la station pour le retour des capsules vides